

Mappe di orientamento alla scelta dell'ausilio assorbente

Materiale ad uso esclusivo degli Operatori Sanitari operanti
presso i punti di erogazione e del personale della Regione Piemonte.

Better Care For Everyone

www.tena.it

Le seguenti mappe di orientamento sono state create per fornire un supporto all'Operatore Sanitario presso il punto di erogazione territoriale nella scelta dell'ausilio più appropriato secondo il profilo dell'utente finale.

Tale supporto intende essere uno strumento complementare al modello prescrittivo del Medico che rimane il primo step del percorso di assegnazione del presidio per incontinenza.



TENA Rectangular
con barriera



TENA Rectangular
senza barriera



TENA Discreet Ultra Mini



TENA Discreet Extra



TENA Discreet
Extra Plus



TENA Discreet Maxi



TENA Men Level 1



TENA Men Level 2



TENA Men Level 3



TENA Comfort Extra



TENA Comfort Super



TENA Comfort Maxi



TENA Comfort Ultima



TENA Slip Plus



TENA Slip Super



TENA Slip Maxi/Ultima*



TENA Flex Plus



TENA Flex Super



TENA Flex Maxi



TENA Pants Normal



TENA Pants Plus



TENA Pants Super



TENA Pants Maxi

*TENA Slip Maxi disponibile in taglia S, TENA Slip Ultima disponibile in taglia M,L,XL.
Si consiglia di non erogare la traversa in caso di lesioni da pressione e presenza di MAD.



Fascia di gravità lieve

✓ Primo consiglio

⚙️ Altri prodotti suggeriti

DONNA

Nome	1. Incontinenza prevalente			2. Presenza di alterazioni cutanee o infezioni vie urinarie		3. Percorso riabilitativo e/o chirurgico		4. Attività sociale e sportiva			5. Valutazione soluzioni già in uso		
	Diurna	Notturna	Senza prevalenza	Presenti	A rischio o assenti	Sì	No	Intensa	Moderata	Assente	Utilizzo prodotti innovativi	Utilizzo prodotti tradizionali	Non utilizza prodotti
TENA Discreet Ultra Mini	✓			✓	⚙️	⚙️	⚙️			⚙️	⚙️	⚙️	⚙️
TENA Discreet Extra	⚙️			⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️
TENA Discreet Extra Plus		⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️		⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️
TENA Discreet Maxi		⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️				⚙️	⚙️	⚙️	⚙️
TENA Comfort Extra	⚙️	⚙️	⚙️		⚙️		⚙️		⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️
TENA Pants Normal	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Traversa non prescrivibile nell'incontinenza lieve.

UOMO

Nome	1. Incontinenza prevalente			2. Presenza di alterazioni cutanee o infezioni vie urinarie		3. Percorso riabilitativo e/o chirurgico		4. Attività sociale e sportiva			5. Valutazione soluzioni già in uso		
	Diurna	Notturna	Senza prevalenza	Presenti	A rischio o assenti	Sì	No	Intensa	Moderata	Assente	Utilizzo prodotti innovativi	Utilizzo prodotti tradizionali	Non utilizza prodotti
TENA Men Level 1													
TENA Men Level 2													
TENA Men Level 3													
TENA Comfort Extra													
TENA Pants Normal													





Fascia di gravità media

Primo consiglio

Altri prodotti suggeriti

DONNA

Nome	1. Incontinenza prevalente			2. Presenza di incontinenza fecale			3. Presenza o rischio di LdP (lesioni da pressione)			4. Grado di autonomia e socialità		5. Percorso riabilitativo alla continenza	
	Diurna	Notturna	Senza prevalenza	Quotidiana	Saltuaria	Assente	Presenti	A rischio	Assenti	Autonomo e/o socialmente attivo	Semi-dipendente	Attivo o in attivazione	Assente
TENA Rectangular con barriera													
TENA Rectangular senza barriera													
TENA Discreet Extra													
TENA Discreet Extra Plus													
TENA Discreet Maxi													
TENA Comfort Extra													
TENA Comfort Super													
TENA Slip Super													
TENA Flex Plus													
TENA Pants Plus													



Traversa non prescrivibile per questa fascia.



Primo consiglio



Altri prodotti suggeriti

UOMO

Nome	1. Incontinenza prevalente			2. Presenza di incontinenza fecale			3. Presenza o rischio di LdP (lesioni da pressione)			4. Grado di autonomia e socialità		5. Percorso riabilitativo alla continenza	
	Diurna	Notturna	Senza prevalenza	Quotidiana	Saltuaria	Assente	Presenti	A rischio	Assenti	Autonomo e/o socialmente attivo	Semi-dipendente	Attivato o in attivazione	Assente
TENA Rectangular con barriera													
TENA Rectangular senza barriera													
TENA Men Level 3													
TENA Comfort Extra													
TENA Comfort Super													
TENA Slip Super													
TENA Flex Plus													
TENA Pants Plus													



Traversa non prescrivibile per questa fascia.



Fascia di gravità grave



Primo consiglio



Altri prodotti suggeriti

DONNA/UOMO

Nome	1. Incontinenza prevalente			2. Grado di autonomia e presenza deficit		3. Stato cognitivo		4. Presenza o rischio di LdP (lesioni da pressione)	
	Diurna	Notturna	Senza prevalenza	Autonomo o parzialmente dipendente	Dipendente	Orientato	Confuso	Presenti o a rischio	Assenti
TENA Comfort Maxi									
TENA Comfort Ultima									
TENA Slip Super									
TENA Slip Maxi/Ultima*									
TENA Flex Plus									
TENA Flex Super									
TENA Flex Maxi									
TENA Pants Super									



*TENA Slip Maxi disponibile in taglia S, TENA Slip Ultima disponibile in taglia M,L,XL.
Si consiglia di non erogare la traversa in caso di lesioni da pressione e presenza di MAD.



Fascia di gravità gravissima

 **Primo consiglio**

 **Altri prodotti suggeriti**

DONNA/UOMO

Nome	1. Grado di autonomia e presenza deficit		2. Stato cognitivo		3. Presenza o rischio di LdP (lesioni da pressione)	
	Autonomo o parzialmente dipendente	Dipendente	Orientato	Confuso	Presenti o a rischio	Assenti
TENA Comfort Ultima						
TENA Slip Super						
TENA Slip Maxi/Ultima*						
TENA Flex Super						
TENA Flex Maxi						
TENA Pants Maxi						



*TENA Slip Maxi disponibile in taglia S, TENA Slip Ultima disponibile in taglia M,L,XL.
Si consiglia di non erogare la traversa in caso di lesioni da pressione e presenza di MAD.

Portatore di catetere vescicale Urostomizzati Sola incontinenza fecale

✓ Primo consiglio

Altri prodotti suggeriti

DONNA/UOMO

TENA Slip Plus



TENA Slip Super



TENA Pants Plus



Traversa non prescrivibile per questa fascia.

Medullosei Spina bifida



DONNA/UOMO

	1. Perdita di urina				2. Perdita di feci		3. Autocateterismo	
Nome	Lieve	Media	Grave	Gravissima	Sì	No	Sì	No
TENA Rectangular con barriera								
TENA Rectangular senza barriera								
TENA Discreet Ultra Mini								
TENA Discreet Extra								
TENA Discreet Extra Plus								
TENA Discreet Maxi								
TENA Men Level 1								
TENA Men Level 2								
TENA Men Level 3								
TENA Comfort Extra								
TENA Comfort Super								
TENA Comfort Maxi								
TENA Comfort Ultima								
TENA Slip Plus								
TENA Slip Super								
TENA Slip Maxi/Ultima*								
TENA Flex Plus								
TENA Flex Super								
TENA Flex Maxi								
TENA Pants Plus								
TENA Pants Super								
TENA Pants Maxi								

*TENA Slip Maxi disponibile in taglia S, TENA Slip Ultima disponibile in taglia M,L,XL.
Si consiglia di non erogare la traversa in caso di lesioni da pressione e presenza di MAD.

Elenco codici ausili per incontinenza destinati agli utenti assistiti sul territorio della Regione Piemonte.

Mutanda pannolone pull on

Nome		Assorbenza	Taglia/Misura	Codice Articolo	Codice ISO	Codice Minsan	Buste per cartone/ Pezzi per busta	Codice EAN
TENA Pants Normal		 	X-Large	791760	09.30.24.072	963994912	3 x 30	
TENA Pants Normal		 	Large	791669	09.30.24.066	963362823	4 x 30	
TENA Pants Normal		 	Medium	791569	09.30.24.067	963362785	4 x 18	
TENA Pants Normal		 	Small	791466	09.30.24.068	963994924	4 x 15	
TENA Pants Plus		 	X-Large	792764	09.30.24.073	963994936	4 x 12	
TENA Pants Plus Classic		 	Large	792624	09.30.24.069	978100105	4 x 14	
TENA Pants Plus Classic		 	Medium	792547	09.30.24.070	978100081	4 x 14	
TENA Pants Plus		 	Small	792465	09.30.24.071	964007342	4 x 14	
TENA Pants Super		 	X-Large	793733	09.30.24.074	984359493	4 x 12	
TENA Pants Super		 	Large	793663	09.30.24.063	963994951	4 x 12	
TENA Pants Super		 	Medium	793563	09.30.24.064	963994975	4 x 12	
TENA Pants Super		 	Small	793463	09.30.24.065	963995016	4 x 12	



Nome		Assorbenza	Taglia/Misura	Codice Articolo	Codice ISO	Codice Minsan	Buste per cartone/ Pezzi per busta	Codice EAN
TENA Pants Maxi			X-Large	794762	09.30.24.075	984359556	4 x 10	
TENA Pants Maxi			Large	794661	09.30.24.076	963995028	4 x 10	
TENA Pants Maxi			Medium	794561	09.30.24.077	963995042	4 x 10	
TENA Pants Maxi			Small	794410	09.30.24.078	984359505	4 x 10	

Pannolone a mutandina traspirante con sistema integrato di fissaggio a cintura

Nome		Assorbenza	Taglia/Misura	Codice Articolo	Codice ISO	Codice Minsan	Buste per cartone/ Pezzi per busta	Codice EAN
TENA Flex Plus		 	X-Large	724950	09.30.21.030	984370686	3 x 30	 7 322541 404646
TENA Flex Plus		 	Large	728599	09.30.21.027	984744728	3 x 30	 7 322541 405759
TENA Flex Plus		 	Medium	730431	09.30.21.028	963966650	3 x 30	 7 322541 407104
TENA Flex Plus		 	Small	730438	09.30.21.029	963966736	3 x 30	 7 322541 407951
TENA Flex Super		 	X-Large	724980	09.30.21.013	984370724	3 x 30	 7 322541 404967
TENA Flex Super		 	Large	728695	09.30.21.012	984744742	3 x 30	 7 322541 406077
TENA Flex Super		 	Medium	730456	09.30.21.015	984744730	3 x 30	 7 322541 410937
TENA Flex Super		 	Small	730440	09.30.21.018	963966748	3 x 30	 7 322541 408644
TENA Flex Maxi		 	X-Large	725000	09.30.21.031	984370763	3 x 21	 7 322541 405209
TENA Flex Maxi		 	Large	729620	09.30.21.032	963966763	3 x 22	 7 322541 406411
TENA Flex Maxi		 	Medium	730433	09.30.21.033	963966751	3 x 22	 7 322541 407432
TENA Flex Maxi		 	Small	730453	09.30.21.034	984370736	3 x 22	 7 322541 410449

Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio

Nome		Assorbenza	Taglia/Misura	Codice Articolo	Codice ISO	Codice Minsan	Buste per cartone/ Pezzi per busta	Codice EAN
TENA Slip Plus			X-Large	712142	09.30.21.002	987815863	3 x 30	
TENA Slip Plus			Large	710700	09.30.21.003	964007126	4 x 30	
TENA Slip Plus			Medium	710600	09.30.21.006	964007140	3 x 30	
TENA Slip Plus			Small	712131	09.30.21.009	963994759	3 x 30	
TENA Slip Super			X-Large	712143	09.30.21.023	964285338	3 x 28	
TENA Slip Super			Large	711400	09.30.21.024	964007177	4 x 30	
TENA Slip Super			Medium	711201	09.30.21.025	964007191	3 x 30	
TENA Slip Super			Small	711130	09.30.21.026	926571997	3 x 30	
TENA Slip Ultima			X-Large	712145	R. 09.30.21.011*	964285391	3 x 21	
TENA Slip Ultima			Large	710621	R. 09.30.21.019*	980437089	3 x 21	
TENA Slip Ultima			Medium	710521	R. 09.30.21.020*	980437077	3 x 21	
TENA Slip Maxi			Small	712133	09.30.21.021	963994809	3 x 24	

*riconducibilità per omogeneità funzionale

Assorbente sagomato traspirante senza sistema integrato di fissaggio

Nome		Assorbenza	Taglia/Misura	Codice Articolo	Codice ISO	Codice Minsan	Buste per cartone/ Pezzi per busta	Codice EAN
TENA Comfort Extra		 	Unica	759009	09.30.18.054	964075764	2 x 40	 7 322541 461236
TENA Comfort Super		 	Unica	758136	09.30.18.051	926572090	2 x 36	 7 322540 698107
TENA Comfort Maxi		 	Unica	758007	09.30.18.048	985633142	2 x 34	 7 322541 751900
TENA Comfort Ultima		 	Unica	759011	09.30.18.056	963994898	2 x 26	 7 322541 461120

Sistema di fissaggio

Nome		Assorbenza	Taglia/Misura	Codice Articolo	Codice ISO	Codice Minsan	Buste per cartone/ Pezzi per busta	Codice EAN
TENA Fix			X-Large	754031	09.30.39.003	930984810	8 x 25	 7 322540 419627
TENA Fix			Large	754030	09.30.39.006	930984707	8 x 25	 7 322540 419566
TENA Fix			Medium	754029	09.30.39.009	930984758	8 x 25	 7 322540 419542
TENA Fix			Small	754028	09.30.39.012	930984784	8 x 25	 7 322540 419528

Assorbente sagomato donna, senza sistema integrato di fissaggio

Nome		Assorbenza	Taglia/Misura	Codice Articolo	Codice ISO	Codice Minsan	Buste per cartone/ Pezzi per busta	Codice EAN
TENA Discreet Ultra Mini		 	Unica	760265	09.30.18.064	972260032	10 x 20	 7 322540 853438
TENA Discreet Extra		 	Unica	760725	09.30.18.063	982454821	12 x 20	 7 322541 131405
TENA Discreet Extra Plus		 	Unica	760771	09.30.18.062	982454833	6 x 16	 7 322541 132433
TENA Discreet Maxi		 	Unica	760934	09.30.18.065	939291136	12 x 12	 7 322540 319972

Assorbente sagomato uomo, senza sistema integrato di fissaggio

Nome		Assorbenza	Taglia/Misura	Codice Articolo	Codice ISO	Codice Minsan	Buste per cartone/ Pezzi per busta	Codice EAN
TENA Men Livello 1			Unica	750653	09.30.18.057	930126899	6 x 24	 7 322540 426410
TENA Men Livello 2			Unica	750795	09.30.18.066	927287033	6 x 20	 7 322540 426502
TENA Men Livello 3			Unica	750835	09.30.18.066	964267429	6 x 16	 7 322540 467048

Pannolino rettangolare

Nome		Assorbenza	Taglia/Misura	Codice Articolo	Codice ISO	Codice Minsan	Buste per cartone/ Pezzi per busta	Codice EAN
TENA Rectangular senza barriera			Unica	1102	09.30.04.061	901161935	6 x 30	 7 310791 198835
TENA Rectangular con barriera			Unica	1100	09.30.04.060	900947639	6 x 30	 7 310791 055893

Traversa Salvamaterasso

Nome		Assorbenza	Taglia/Misura	Codice Articolo	Codice ISO	Codice Minsan	Buste per cartone/ Pezzi per busta	Codice EAN
TENA Bed Plus rimboccabile			180 x 80	771103	09.30.42.003	964007278	4 x 20	 7 322540 520958
TENA Bed Plus non rimboccabile			60 x 90	770120	09.30.42.006	926642378	4 x 35	 7 322540 728873

Contattaci per ulteriori informazioni

 0331-443811  infotena.it@essity.com

 **essity** TENA
un brand Essity